

to feel better
qmd
aesthetics




Selene

Ästhetik für Ihr
Wohlbefinden

to feel better
qmd
aesthetics

Die Marke qmd® ist eine Linie von Geräten für professionelle ästhetische Behandlungen, die sich durch ihre einfache Bedienung, einen hohen technologischen Gehalt, hochwertige Materialien und ein anspruchsvolles Design auszeichnen.

Aufgrund langjähriger Erfahrung im Bereich der Rehabilitation und Physiotherapie, und nach eingehenden Studien der wissenschaftlichen Literatur, entstand die Sparte qmd® aesthetics. Aufgrund der gesammelten Expertise haben wir uns entschlossen, in unsere Technologien zu investieren, um unseren Tätigkeitsbereich zu erweitern. Wir möchten, dass unsere Geräte auch weiterhin ein Bezugspunkt für die Kunden von heute und für die Kunden von morgen sind.



Sélene

Sélene ist ein innovatives Gerät mit nicht-invasiver Technologie für moderne Zentren für Ästhetik und Schönheit. Sélene ermöglicht es Ihnen, Ihren Körper schlank und harmonisch, aber auch kräftig und gesund zu erhalten.

- **Kälte- und Wärme-Therapie** - mit qmd® Sélene können Sie den
 - Kälte-Effekt (Hypothermie von -10 °C bis +20 °C),
 - den Wärme-Effekt (Hyperthermie von +25 °C bis +42 °C),
 - den qmd trilevel® (Anwendung von heiß, kalt, heiß),
 - bzw. die Kontrastbehandlung erzeugen (abwechselnde Anwendung von Wärme und Kälte).
- **Programme** - Der Benutzer kann auf einfache Weise zwischen der offenen Modalität, in der Sie einen bestimmten Effekt auswählen können, oder einem der voreingestellten Programme wählen, die unterschiedliche Einstellungen nach Mann und Frau aufweisen.





das unverzichtbare Gerät für Ihr Ästhetik Center

Sélène ist ein sehr vielseitiges Gerät mit verschiedensten Anwendungsmöglichkeiten. Dank langjähriger Erfahrung und der erworbenen Kompetenz ist qmd® ein Gerät mit folgenden unterschiedlichen Funktionalitäten, die in Ihrem Ästhetik Center nicht fehlen dürfen:

➤ **Wärme-Effekt** 

Eine Hyperthermie zwischen +25 °C und +42 °C wirkt sich positiv auf die Durchblutung, den Stoffwechsel und die Sauerstoffversorgung des Gewebes aus.

➤ **Kälte-Effekt** 

Eine Hypothermie zwischen -10 °C und +20 °C führt zu einer Vasokonstriktion, die sich positiv auf die Entfernung von überschüssiger Flüssigkeit aus dem Gewebe auswirkt. Wenn die Hypothermie für eine ausreichend lange Zeit angewendet wird, wird eine Kryolipolyse, eine nicht-invasive Reduktion von Fettzellen, erreicht.

➤ **Contrast Behandlung**    

Eine alternierende Anwendung von Wärme und Kälte bewirkt, je nach Behandlungsprogramm, eine Drainage der Gewebe, einen vitalisierenden Effekt, eine wohltuende Entspannung, usw.

➤ **qmd trilevel®**   

Eine innovative Funktion von qmd®, mit der wichtige Ergebnisse bei der Kryolipolyse erzielt werden können.


- Klinische Studien haben gezeigt, dass eine Vasokonstriktion zu Beginn der Behandlung die Wirkung der Kryolipolyse verstärkt. Dies wird durch einen thermischen Schock erreicht, bei dem das Gewebe zunächst erwärmt und dann schnell abgekühlt wird.
- Die Anwendung von Kälte ist sehr intensiv und lang anhaltend, um eine Fettzellenentfernung zu bewirken.
- Zum Schluss wenden wir wieder Wärme an, um eine abschließende Massage zu ermöglichen, die, laut anderen klinischen Studien, die Wirkung der Kryolipolyse weiter verstärkt.

qmd trilevel®, eine innovative Funktion von qmd®.

Kryolipolyse

Die Kryolipolyse wurde in den 1970er Jahren von den Forschern Prof. Dr. D. Manstein und Dr. R. Rox Anderson von der Harvard University entwickelt. Inzwischen belegen Hunderte weiterer Studien die besonderen Wirkungen dieser nicht-invasiven Technologie.

- **Worin besteht sie?** Bei der Kältetherapie führt der Benutzer eine Massage mit einem Handstück durch, um die Haut abzukühlen. Das darunter liegende Fettgewebe kühlt sich auf +1 / +4 °C ab, wodurch die Fettzellen zerstört werden.
- **Wie lange dauert eine Behandlung?** Die Behandlung einer Körperregion dauert etwa 30 bis 60 Minuten und führt normalerweise zu einer Fettverringerung von etwa 20-25%.
- **Wie viele Behandlungen sind notwendig?** Studien zeigen, dass 73% der Kunden bereits nach nur einer Anwendung mit dem Ergebnis zufrieden sind. Oft wird jedoch empfohlen, die Behandlung zu wiederholen.
- **Was passiert mit den Fettzellen?** Fettgewebe verschwindet nicht in kurzer Zeit. Die zerstörten Fettzellen werden nach der Behandlung einige Wochen lang abgebaut und vom Lymphsystem abtransportiert und schließlich ausgestoßen.
- **Nach welchem Zeitraum ist das Endergebnis sichtbar?** Dieser Prozess kann 2 bis 3 Monate dauern, bis das Endergebnis sichtbar wird.
- **Was sind die Risiken?** Kryolipolyse kann leichte Nebenwirkungen verursachen. Studien haben jedoch gezeigt, dass Fettzellen empfindlicher auf die Behandlung mit Kälte reagieren und dass diese Behandlung weder auf Haut, Muskeln oder Sehnen Auswirkungen hervorruft.
- **Welche Personengruppen können behandelt werden?** Die Kryolipolyse eignet sich besonders für Personen mit mäßigen Fettdepots. In der Regel werden jene Bereiche des Körpers behandelt, in denen es schwierig ist, Gewicht zu verlieren. Die üblichsten Bereiche sind Hüfte, Oberschenkel, regio glutaea, Abdomen, Bein, Arm, Brust, Décolleté und Gesicht/Nacken.



Sélene, die Lösung für Frauen ...

Die Anwendung von Wärme und Kälte beeinflusst die Durchblutung, den Stoffwechsel und die Sauerstoffversorgung des Gewebes. Je nach Art der Anwendung kann sie entspannend, straffend und stärkend auf Muskeln und Gewebe wirken. Eine lang anhaltende Anwendung von Kälte führt zu einer signifikanten Reduzierung der Fettgewebe. Durch die alternierende Anwendung von Wärme und Kälte wird die Mikrozirkulation aktiviert, wodurch ein Drainage-Effekt erzielt wird.



> **Gesicht und Hals:** Zellalterung, Face-Lifting, Akne-Behandlung und Faltenreduktion

Dekolleté: Dekolleté-Lifting, Falten- und Doppelkinn-Reduktion



> **Hüften:** Reduzierung von überschüssigem Fett, Straffung und Festigung, Gewichtsverlust, Drainage und Cellulitebehandlung



> **Beine:** Reduzierung von überschüssigem Fett, Straffung und Festigung, Drainage, Gewichtsverlust, Cellulitebehandlung und Muskelentspannung



... und für Männer

Die Lösung für Männer jeden Alters, zur Vorbeugung und Korrektur verschiedener körperlicher Unvollkommenheiten, zur Förderung des Wohlbefindens und der allgemeinen Gesundheit des Körpers durch Fettabbau und Straffung von Haut und Muskeln.



> **Schultern:** Reduzierung von überschüssigem Fett, Straffung und Festigung

Arme: Reduzierung von überschüssigem Fett, Straffung/Festigung und Entwässerung

>



> **Brust:** Straffung und Festigung

Bauch: Reduzierung von überschüssigem Fett, Straffung und Festigung

>



Eigenschaften

- › **funktionales Design:** Dank des Handstücks mit ergonomischem Griff ist es möglich, den gesamten Körper bequem zu behandeln und die gewünschten Effekte zu erzielen;
- › **intuitive Software:** Unsere Software ist intuitiv und einfach zu bedienen, sie erfordert kein spezielles Anwendungstraining;
- › **Remoteunterstützung:** Das Gerät ist mit einem Ethernet-Anschluss ausgestattet, über den Remoteunterstützung möglich ist, ohne dass Sie Ihr Studio verlassen müssen.
- › **Gerät immer auf dem neuesten Stand:** Über die USB-Anschlüsse können Sie Ihr Gerät problemlos aktualisieren und verfügen somit über die neueste Softwareversion.
- › **in modernes und komplettes Gerät:** es wird mit Behandlungswagen, PC-Einheit, 10,4-Zoll-Touchscreen-Farbdisplay und mit zwei Endstücken für die Behandlung von kleinen Flächen geliefert.
- › ist nicht als Medizinprodukt zertifiziert



qmd® - eine Marke
von Hakomed Italia

Ihr Ansprechpartner

biomedical products
HAKOMED
Italia

Herstellung und Vertrieb:
Hakomed Italia, 39044 Neumarkt (BZ)
Tel. +39 0471 820 583
www.qmd-medicaldevice.com
info@qmd-medicaldevice.com

